


ENGLISH
SIMPLIFIED INSTRUCTIONS

Read Instructions For Use No. 103023 for detailed procedure prior to performing assay.


1. PREPARE REAGENTS
2. PREPARE PLASMA DILUTIONS



3. PREPARE AGGREGOMETER BLANK



4. SET BLANK
5. PERFORM ASSAY




6. MEASURE SLOPE
7. PLOT RESULTS ON LOG-LOG PAPER

SPANISH
INSTRUCCIONES SIMPLIFICADAS

Lea las Instrucciones de uso n° 103023 para ver el procedimiento detallado antes de realizar el ensayo.



1. PREPARE LOS REACTIVOS
2. PREPARE LAS DILUCIONES DE PLASMA



3. PREPARE EL BLANCO DEL AGREGÓMETRO



4. AJUSTE EL BLANCO
5. REALICE EL ENSAYO




6. MIDA LA PENDIENTE
7. REPRESENTA LOS RESULTADOS EN PAPEL

PORTUGUESE
INSTRUÇÕES SIMPLIFICADAS

Leia as Instruções de Utilização n.º 103023 para obter o procedimento detalhado antes de realizar o ensaio.


1. PREPARAR REAGENTES
2. PREPARAR DILUIÇÕES DE PLASMA



3. PREPARAR BRANCO DO AGREGÓMETRO



4. DEFINIR BRANCO
5. REALIZAR ENSAIO




6. MEDIR INCLINAÇÃO
7. DESENHAR RESULTADOS NO LOGARÍTMICO

INSTRUCTIONS SIMPLIFIÉES

Lisez le mode d'emploi no 103023 pour connaître la procédure détaillée avant d'effectuer le test.

1. PRÉPARER LES RÉACTIFS
2. PRÉPARER LES DILUTIONS DE PLASMA



3. PRÉPARER LE BLANC POUR L'AGRÉGOMÈTRE



4. RÉGLER LE BLANC
5. MENER L'ESSAI



↓
Placer dans le puits de test pour une incubation de 2 minutes avec agitation

↓
Démarrer la ligne de base pour le test


↓
Ajouter 0,05 ml de dilution de plasma

6. MESURER LA PENTE
7. TRACER RÉSULTATS DANS LE JOURNAL – PAPIER LOGARITHMIQUE

ISTRUZIONI SEMPLIFICATE

Leggere le istruzioni per l'uso N.103023 per una procedura dettagliata prima di eseguire il test.

1. PREPARARE I REAGENTI
2. PREPARARE LE DILUZIONI AL PLASMA



3. PREPARARE IL BIANCO PER L'AGGREGOMETRO



4. IMPOSTARE IL BIANCO
5. ESEGUIRE IL TEST



↓
Posizionare nel Pozzetto di Prova per 2 Minuti Incubazione con Agitazione

↓
Impostare la Linea di Base per il Test


↓
Aggiungere 0.05 ml di Diluizione di Plasma

6. MISURARE LA CURVA
7. INSERIRE I RISULTATI NEL LOG


VEREINFACHTE ANWEISUNGEN

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung Nr. 103023 für detaillierte Verfahren vor der Durchführung des Assays.


1. BEREITEN SIE DIE REAGENZIEN VOR
2. BEREITEN SIE DIE VERDÜNNUNGEN VOR



3. VORBEREITUNG DES AGGREGOMETER-LEERWERTS



4. EINSTELLEN DES LEERWERTS
5. DURCHFÜHRUNG DES ASSAYS



↓
Zur Inkubation 2 Minuten (unter Rühren) in die Testvertiefung geben

↓
Starten der „Baseline“ zur Messung

↓
0,05 ml Plasmaverdünnung hinzugeben

6. MESSUNG DER KURVE
7. EINTRAGEN DER ERGEBNISSE AUF DEM PROTOKOLL – PROTOKOLLPAPIER



155 Gibraltar Road
Horsham, PA 19044 USA

Worldwide: +1 215-441-4000
USA: 1-800-257-3282
FAX Worldwide: +1 215-443-8820
customer.service@biodatacorp.com




103025



An ISO 13485 Registered Company

www.biodatacorp.com



mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30855 Langenhagen GERMANY

Alpha Laboratories
40 Parham Drive Eastleigh
S050 4NU Hampshire UNITED KINGDOM

