

# EPINEPHRIN-REAGENZ

## SICHERHEITSDATENBLATT (SDS)

*Erstellt in Übereinstimmung mit:*

- OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200, HazCom 2012)
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
- UK REACH (nach dem Brexit)
- GHS (Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien)
- TSCA (U.S. Toxic Substances Control Act), sofern zutreffend
- California Proposition 65, sofern zutreffend

*Dieses SDS unterstützt außerdem die Einhaltung von:*

- Verordnung (EU) 2017/746 (IVDR)
- Qualitätsmanagementsysteme ISO 13485:2016
- FDA Quality Management System Regulation (21 CFR Teil 820)

### ABSCHNITT 1: Identifizierung der Substanz und des Lieferanten

Produktname: Epinephrin-Reagenz

Katalognummer:

**REF** 101311

Produktinhalt:

- Epinephrin-Reagenz, 3 Fläschchen (je 0,5 mL)

Relevante bestimmungsgemäße Verwendung:

**IVD**

In-vitro-Diagnostik-Reagenz, verwendet für die Thrombozytenaggregationsprüfung mittels Lichtdurchlässigkeit.

**AN ISO 13485 REGISTERED COMPANY**

155 Gibraltar Road, Horsham, PA 19044 USA

Telephone Worldwide: +1 215-441-4000 / Telephone USA: +1-800-257-3282 / Fax Worldwide: +1 215-443-8820

Website: [www.biodatacorp.com](http://www.biodatacorp.com) / Email: [customer.service@biodatacorp.com](mailto:customer.service@biodatacorp.com)

Hersteller / Lieferant: Bio/Data Corporation  
Adresse: 155 Gibraltar Road, Horsham, PA 19044, USA  
Telefon: +1 215-441-4000  
Webseite: [www.biodatacorp.com](http://www.biodatacorp.com)  
E-Mail: customer.service@biodatacorp.com  
Notfallkontakt: +1 215-441-4000 (verfügbar Montag–Freitag, 8:30–17:00 EST)

## ABSCHNITT 2: Gefahrenidentifizierung

Klassifizierung (EG 1272/2008):

Nicht als gefährlich eingestuft.

Kennzeichnungselemente (CLP/GHS):

Kein Gefahrensymbol, Signalwort, Gefahren- oder Sicherheitshinweise erforderlich.

Weitere Gefahren:

Nach IVDR- oder CLP-Vorschriften nicht als gefährlich eingestuft. Verwendung gemäß den üblichen Labor- und Fachpraktiken.

OSHA-Klassifizierung (29 CFR 1910.1200 / HazCom 2012):

Dieses Produkt ist nach dem OSHA Hazard Communication Standard (HazCom 2012) nicht als gefährlich eingestuft.

WHMIS-Klassifizierung (Kanada, 2015):

Nicht als gefährlich nach WHMIS 2015 eingestuft.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Stoff	CAS-Nr.	EG-Nr.	Funktion	Klassifizierung
Epinephrin	51-43-4	200-098-7	Wirkstoff	Nicht eingestuft
Ascorbinsäure	50-81-7	200-066-2	Stabilisator	Nicht eingestuft
Natriumchlorid (0,85 %)	7647-14-5	231-598-3	Isotonischer Wirkstoff	Nicht eingestuft
Salzsäure (0,1 N)	7647-01-0	231-595-7	pH-Regler	Nicht eingestuft
Reinstwasser (Reagenzienqualität)	7732-18-5	231-791-2	Lösungsmittel / Trägerstoff	Nicht eingestuft

#### **ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Allgemeine Hinweise: Es wird kein Risiko erwartet. Standard-Laborvorsichtsmaßnahmen beachten.

Einatmen: Keine erwartete Expositionsroute.

Hautkontakt: Mit Wasser abwaschen. Ärztliche Hilfe aufsuchen, wenn Reizungen anhalten.

Augenkontakt: Vorsichtig mit Wasser ausspülen. Bei Bedarf ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Verschlucken: Mund ausspülen. Ärztliche Hilfe aufsuchen, falls Symptome auftreten.

#### **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

Geeignete Löschmittel: Wassernebel, CO<sub>2</sub>, Trockenchemikalien oder Schaumlöscher

Besondere Gefahren: Nicht brennbar

Schutzausrüstung: Standard-Schutzausrüstung für chemische Brände

#### **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

Persönliche Vorsichtsmaßnahmen: Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.

Reinigungsmethoden: Mit inertem Material aufnehmen. Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften.

Umweltschutzmaßnahmen: Ableitungen vermeiden und Freisetzung in Gewässer verhindern.

#### **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

Handhabung:

Verwenden Sie das Produkt gemäß den üblichen Laborpraktiken. Kontamination vermeiden. Das Epinephrin-Reagenz mit gereinigtem Wasser rekonstituieren.

Lagerbedingungen:

Während des Transports ist kein Temperaturschutz erforderlich.

Nach Erhalt bei 2–8 °C in der Originalverpackung lagern.

Nach der Rekonstitution ist das Reagenz für 30 Tage in einem fest verschlossenen Fläschchen bei 2–8 °C stabil.

Licht und wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden

#### **ABSCHNITT 8: Expositionskontrollen / Persönliche Schutzausrüstung**

Berufliche Expositionsgrenzwerte:

Für die Bestandteile wurden keine beruflichen Expositionsgrenzwerte festgelegt.

#### Technische Schutzmaßnahmen:

In einem gut belüfteten Bereich oder, falls erforderlich, in einer Sicherheitswerkbank verwenden.

#### Persönliche Schutzausrüstung (PSA):

Augen-/Gesichtsschutz: Schutzbrille oder Gesichtsschutzschild

Hautschutz: Laborkittel und Handschuhe (z. B. Nitril oder Latex)

Körperschutz: Standard-Laborkittel

Atemschutz: Unter normalen Anwendungsbedingungen nicht erforderlich

#### Hygienemaßnahmen:

Nach der Handhabung gründlich die Hände waschen.

Einatmen, Verschlucken sowie Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.

### **ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

#### Physischer Zustand:

- Reagenz: lyophilisiertes Kuchen-/Pellet
- Rekonstituiertes Reagenz: Flüssig

#### Aussehen:

- Reagenz (lyophilisiert): weißes lyophilisiertes Kuchen-/Pellet
- Rekonstituiertes Reagenz: klar, farblos bis blassgelb

Geruch: geruchlos

pH-Wert (rekonstituiert): neutral

Schmelz-/Gefrierpunkt: nicht zutreffend

Siedepunkt: nicht zutreffend

Flammpunkt: nicht zutreffend

Löslichkeit: in Wasser löslich

Dampfdruck: nicht zutreffend

Dichte: ähnlich wie Wasser

### **ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

Reaktivität: Unter normalen Bedingungen sind keine Reaktivitätsgefahren bekannt.

Chemische Stabilität: Stabil unter den empfohlenen Lager- und Handhabungsbedingungen.

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Keine gefährliche Polymerisation oder Zersetzung erwartet.

Zu vermeidende Bedingungen: Übermäßige Hitze, Lichteinwirkung oder wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen.

Unverträgliche Materialien: Starke Oxidationsmittel

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine unter normalen Verwendungsbedingungen

## **ABSCHNITT 11: Toxikologische Informationen**

Akute Toxizität: Nicht als akut toxisch eingestuft; sehr geringe systemische Toxizität bei den verwendeten Konzentrationen erwartet.

Hautkorrosion/-reizung: Es wird keine Reizung erwartet.

Schwere Augenschäden/-reizung: Kann leichte mechanische Reizungen verursachen.

Sensibilisierung: Keine Daten verfügbar; wird nicht erwartet.

Karzinogenität / Mutagenität / Reproduktionstoxizität: Nicht klassifiziert auf Basis verfügbarer Daten.

STOT – Einzel-/Wiederholte Exposition: Keine Daten, die eine spezifische Zielorgan-Toxizität anzeigen.

## **ABSCHNITT 12: Ökologische Informationen**

Ökotoxizität: Es wird nicht erwartet, dass eine erhebliche Umweltgefahr besteht.

Persistenz und Abbaubarkeit: Es wird erwartet, dass das Produkt biologisch abbaubar ist.

Bioakkumulationspotenzial: Es wird nicht erwartet, dass sich das Produkt anreichert.

Mobilität im Boden: Hohe Wasserlöslichkeit; wahrscheinlich mit Wasser beweglich.

Andere schädliche Auswirkungen: Keine bekannt

## **ABSCHNITT 13: Entsorgungshinweise**

Abfallbehandlung:

Unverwendetes Reagenz und kontaminierte Verpackungen gemäß den lokalen, regionalen oder nationalen Vorschriften entsorgen.

Nicht über die Kanalisation oder den Hausmüll entsorgen.

Den Verfahren zur Entsorgung von Laborchemikalien folgen.

## **ABSCHNITT 14: Transportinformationen**

UN-Nummer: Nicht geregelt

Vorgeschriebene Versandbezeichnung: Nicht geregelt

Transportgefahrklasse: Nicht zutreffend

Verpackungsgruppe: Nicht zutreffend

Umweltgefahren: Keine

Besondere Vorsichtsmaßnahmen: Keine

ADR/RID/IMDG/IATA-Status: Nicht geregelt für Land-, Luft- oder Seetransport

## **ABSCHNITT 15: Rechtliche Informationen**

EU IVDR: CE-gekennzeichnet gemäß Verordnung (EU) 2017/746.

EU REACH: Befreit gemäß Artikel 2(5).

EU CLP: Nicht als gefährlich eingestuft gemäß Verordnung (EG) 1272/2008.

UK REACH: Befreit; die Anforderungen der UK-Konformitätsbewertung und des UK Responsible Person gelten, wo zutreffend, für die Distribution von In-vitro-Diagnostika.

U.S. FDA / OSHA: Dieses Produkt ist nach dem OSHA Hazard Communication Standard (HazCom 2012) nicht als gefährlich eingestuft; entspricht der FDA Quality Management System Regulation (21 CFR Teil 820).

U.S. TSCA (EPA): Dieses Produkt ist von den TSCA-Inventaranforderungen ausgenommen, da es ausschließlich für die von der FDA regulierte in-vitro-diagnostische Verwendung hergestellt und vertrieben wird.

ISO / UKAS: Dieses SDS unterstützt die Dokumentationsanforderungen für nach ISO 15189 und ISO 17025 akkreditierte Labore. Die UKAS-Akkreditierung gilt nicht direkt für den Inhalt des SDS.

California Proposition 65: Dieses Produkt enthält keine Chemikalien, die vom Bundesstaat Kalifornien als krebserzeugend, geburtsfehlerverursachend oder reproduktionstoxisch bekannt sind.

## **ABSCHNITT 16: Sonstige Informationen**

Erstellungsdatum: April 2023

Dokumentnummer: SDS-101311 Rev AA GERMAN

Revisionsstufe und Datum: Revision AA, Dezember 2025

Übersetzt aus Dokument Nr.: SDS-101311 Rev AA

Erstellt von: Abteilung Regulatory Affairs & Quality Assurance

Bio/Data Corporation

E-Mail: [customer.service@biodatacorp.com](mailto:customer.service@biodatacorp.com)

Telefon: +1 215-441-4000

**QMS-Querverweis:** Dieses SDS wird durch interne, kontrollierte Dokumentation unterstützt, einschließlich Materialspezifikationen (MS), Prozessspezifikationen (PS), Formulierungsverfahren (FP) und Gebrauchsanweisung (IFU) für das Produkt. Bitte beachten Sie die aktuellen Versionen dieser Dokumente, die im Qualitätsmanagementsystem von Bio/Data Corporation geführt werden.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** DIESES PRODUKT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE IN-VITRO-DIAGNOSTIK BESTIMMT. NICHT ZUR INJEKTION ODER EINNAHME. DIE IN DIESEM SICHERHEITSDATENBLATT BEREITGESTELLTEN INFORMATIONEN GELTEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG ALS GENAU UND ZUVERLÄSSIG. ES WIRD JEDOCH KEINE GEWÄHRLEISTUNG, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, BEZÜGLICH VOLLSTÄNDIGKEIT ODER GENAUIGKEIT FÜR BESTIMMTE ANWENDUNGEN ÜBERNOMMEN. DER ENDANWENDER IST ALLEIN DAFÜR VERANTWORTLICH SICHERZUSTELLEN, DASS DAS PRODUKT GEMÄSS ALLEN GELTENDEN LOKALEN GESETZEN, VORSCHRIFTEN UND BRANCHENRICHTLINIEN VERWENDET WIRD.